

2020年5月26日

各位

株式会社クシム
(東証第二部：2345)

介護事業者応援キャンペーン第二弾のお知らせ

～ 新型コロナウイルス感染抗体検査キットの優先提供 ～

株式会社ケア・ダイナミクス（当社連結子会社）は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の蔓延により深刻な影響を受けている介護従事者の皆様に対して感染の有無を簡易的に検査し、オンライン診断できる「抗体検査」サービスの優先的な斡旋を行い、感染拡大の防止と安心できる介護現場づくりを支援して参ります。

記

新型コロナウイルスが全世界に蔓延するなか、飲食業をはじめあらゆるサービスが業務停止、学校閉鎖となった一方、医療機関や介護事業は業務停止することはあり得ず、患者や入居者様は常に感染リスクが高い状況にさらされております。緊急事態宣言は全国で解除となったものの、東京都が公表している「新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ」では、ロードマップ5つのポイントのうち『第2波に備えた万全な医療・検査体制の整備』を掲げ、多様な検査手法の活用による検査時間の短縮、抗体検査による都民の感染状況の調査及び研究がこれから必要であるとしております。

命を預かり安心・安全を提供する医療・介護現場では、医療・介護従事者の感染有無が極めて重要な事実となります。ケア・ダイナミクスは、その不安の解消のため症状の無い介護従事者の皆様に対して、感染の有無を簡易的に検査実施できる「抗体検査」サービスを優先的にご紹介し、ご提供することに致しました。

1) 「抗体検査」およびオンライン診断の優先的受診について

本検査キットは、感染していない事実、抗体を持っている事実を検査するものです。介護従事者および要介護者が、新型コロナウイルスの抗体を持っているか？感染していないか？という情報は、双方にとって安全な関係性が構築でき、安心して介護サービスを続けるために重要であると考えております。

したがって、介護従事者のみならず広く一般の介護利用者の方についても優先診療を行えるように協力を得られたものです。抗体検査の実施をご検討中の場合、是非ご活用ください。

2) 「抗体検査」キットの概要

今回、優先提供扱いとしてご紹介させていただく「抗体検査」キットは、ご自宅や職場に検査キットを郵送し15分程度の短時間で検査を行った後に、オンラインにて診断を致します。

本検査キットの検査精度は、感度91%（陽性＝抗体を持っている）、特異度100%（陰性＝抗体が無く感染歴無し）と非常に高い精度の検査キットとなっております。 κ 係数^{*1}が0.9であり、特に発症8日以降の症例では0.93と高まります。70症例程度の評価であることと新型コロナ肺炎の状態が、現在小康状態であるため



症例に偏りがあると思われますのでさらに検討が必要ですが、少なくとも疫学検査には有用であると評価できると言われております。

※1 「 κ 係数」

カッパ係数の値 (κ) の値は、 $-1 \leq \kappa \leq 1$ となり、数値が1に近いほど評定者の分類は一致していることを表します。 $\kappa = 1$ になった場合は完全な一致となります。

κ が、0.81~1.00の間であればほぼ完全な一致 (excellent)、0.61~0.80の間であれば実質的に一致 (good) しているとみなされる事が多いとされています。

優先提供する「抗体検査」キットは提供会社を通じてlateral flow immunoassay (LFIA) 測定法で研究したと言われております。

ケア・ダイナミクスは、日頃お世話になっている介護従事者の皆様に、下記の応援メッセージを添えて支援活動を行って参ります。皆様ならびに皆様のサービスをご利用される要介護者の方々のご健康を心より祈っております。

#介護従事者の皆も私たちのヒーロー

以上

【報道関係のお問い合わせ先】

株式会社ケア・ダイナミクス TEL : 03-6418-1338

株式会社クシム 管理本部 TEL : 03-6427-7380

